

697195

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Grupo Archivo General y Correspondencia
No. Radicación: SAL-04666-2014

Fecha de Rad.: 2014-06-24 12:11:22 PM

697195

Bogotá,

Señora

MARIA DORIS CERON G.

Asesor Comercial

SANITAS LAB TECHNOLOGY

Tel: 2880177 – Email.doris.ceron@sanitastec.com

Bogotá D.C.

RESPUESTA: INVITACION A COTIZAR No. 086 - 2014

Respetada Señora:

En respuesta al correo electrónico enviado el día jueves 19 de junio de 2014 a las 08:52 a.m., le manifiesto que:

PRIMERA PREGUNTA

..." ITEM No. 12 MICROSCOPIO BINOCULAR

Sistema de iluminación Numeral 10.2. Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul). Solicitamos cambiar o eliminar esta especificación de los términos, debido a que si están solicitando luz LED, el filtro azul no se requiere puesto que la luz LED es blanca y la función de dicho filtro es transformar la luz amarilla en los microscopios de luz halógena a luz blanca, este filtro se requiere en microscopios de luz halógena únicamente no en microscopios de luz LED...."

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa que se surtió la adenda No.2, la cual podrá ser consultada en nuestra página web www.cancer.gov.co.

SEGUNDA PREGUNTA

..."Accesorios Numeral 2.2. Estuche de transporte. Nos pueden por favor confirmar si el equipo lo van a transportar fuera del laboratorio? Si es así, si es necesario incluir un estuche de transporte de lo contrario no sería necesario...."




Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

RESPUESTA

El Instituto Nacional de Cancerología – ESE, le informa con el fin de mantener el buen estado del equipo y dado que este equipo puede trasladarse de área en diferentes ocasiones, se requiere incluir el estuche de transporte.

Atentamente.


JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO
Director General (E)

Anexo: Adenda No.1

SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Asotelo



MinSalud
Ministerio de Salud
Protección Social

PROSPERIDAD
PARA TODOS