

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	A-CDG-F-12
	GESTION DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	"REEVALUACIÓN"- MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	01/10/2008
		PAGINA 1 DE 1	

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y DESEMPEÑO DE EQUIPOS MÉDICOS.
3. PROVEEDOR	INGOBAR METROLOGÍA S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR No. 200- 2015 CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y DE DESEMPEÑO PARA LOS ESTERILIZADORES MARCA MATACHANA.	
CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y DE DESEMPEÑO PARA LOS ESTERILIZADORES MARCA MATACHANA.	
ALCANCE DE LOS SERVICIOS: Pruebas para Calificación Operacional de Esterilizadores marca Matachana Modelo SV1008V-2 Serie E-25631, SV1008V-2 Serie E-25637 y S1006EV-2 Serie E-256616. Distribución de calor, perfil de temperatura en cámara vacía. Alcance: UNE-EN-ISO17665-1:2007, -2:2009. Actividad: El servicio se realiza con 12 sensores y 2 de presión (para cada esterilizador), incluye: - Inspección Visual general: Mecánica, Física e Instrumentación y registro: Temperatura, Presión, Tiempo. - Distribución de temperatura en cámara vacía: - Número de ciclos: 1 de diagnóstico + 3 de reproducibilidad. Si el de diagnóstico sale bien se puede usar como uno de los de reproducibilidad. - Tiempo y temperatura de proceso seleccionado; los ciclos siempre deben ser iguales: proceso estándar de acuerdo con norma o seleccionando el proceso más exigente programado en el sistema. Entregable estándar: Un (1) Informe por equipo con diagrama de ubicación de sensores e instrumentos propios en donde se establece por cada ciclo: - Tiempo de equilibrado, Tiempo Periodo estable, Rango de temperatura de esterilización en la cámara, Temperatura mínima y máxima, Diferencia entre todos los sensores durante el periodo estable, Punto más frío y más caliente del equipo, Todo contrastado contra las condiciones programadas para el ciclo, Incluye copia del registrador del equipo para cada ciclo y copia del registro de las condiciones del programa usado, Establece cumplimiento con la norma, Tiempo de entrega: 5 días hábiles, después de haber finalizado la actividad en terreno. Pruebas para Calificación de desempeño de Esterilizadores marca Matachana Modelo SV1008V-2 Serie E-25631, SV1008V-2 Serie E-25637 y S1006EV-2 Serie E-256616. Evaluando cuatro (4) ciclos: Ciclo de cauchos a 121°C, ciclo de contenedores a 134°C, ciclo textil e instrumental a 134°C y ciclo rapic a 134°C. Penetración Alcance: UNE-EN-ISO17665-1:2007, -2:2009. Actividad: El servicio se realiza con 12 sensores de Tº y 2 de presión (para cada esterilizador), incluye: - Distribución de temperatura en cámara llena con medición dentro del producto y en la cámara. - Número de ciclos: 1 de diagnóstico + 3 de reproducibilidad. Si el de diagnóstico sale bien se utiliza como uno de los de reproducibilidad. Se debe calcular siempre el F0 en cada ciclo ejecutado. - Tiempo y temperatura de proceso seleccionado: corresponde con el indicado por el cliente. - Carga: es una sola por proceso, debe ser siempre la misma en cada ciclo (producto, peso, volumen, empaque y distribución). La carga debe estar a temperatura ambiente antes de iniciar el ciclo del proceso. Entregable estándar: Informe por proceso con diagrama del equipo indicando ubicación de sensores e instrumentos propios, bioindicadores, fotografía (si el coordinador del servicio lo autoriza) de la carga procesada en cada ciclo (sin envoltorio, envuelta y ubicada en la posición final en la cámara del equipo) y en donde se establece por cada ciclo: - Temperatura Inicial de la carga, Tiempo de equilibrado cámara y producto, Tiempo Periodo estable cámara y producto, Rango de temperatura de esterilización en la cámara y producto, Temperatura mínima y máxima cámara y producto, Diferencia entre todos los sensores durante el periodo estable en cámara y producto, Punto más frío y más caliente en la cámara y producto, Cálculo de la letalidad del proceso, valor F0, Verificación de la letalidad del proceso, resultado de bioindicadores, Todo contrastado contra las condiciones programadas para el ciclo y los requisitos del producto, Se debe incluir copia del registrador del equipo para cada ciclo y copia del registro de las condiciones del programa usado, Se debe incluir fotografía de los bioindicadores con su trazabilidad visible, Establece cumplimiento con la norma y Tiempo de entrega: 5 días hábiles, después de haber finalizado la actividad en terreno. Adicional el proveedor se compromete a: - Anexar cronograma de calificación con fechas tentativas - Anexar a la propuesta el protocolo de calificación para cada equipo - Ejecutar las visitas de calificación descritas en el "Anexo Técnico No. 4" - Entregar al final de cada visita de validación, un informe de gestión general que contenga las observaciones para cada caso, evaluación de la función, cumplimiento de la visita planeada vs ejecutada, y número de reporte, entre otros - El reporte de servicio debe contener como mínimo la siguiente información: Datos generales del equipo (Marca, Modelo, Serie, Activo Fijo y Ubicación), Información sobre el servicio realizado, Información sobre el estado funcionamiento después de realizado el servicio y detallar herramientas y simuladores utilizados durante la actividad. El Ingeniero asignado que haya ejecutado la visita de validación debe dejar firmado el reporte con letra clara y legible - Entregar dos (2) copias del reporte de actividades realizadas de cada servicio, una al Grupo de Tecnología Biomédica y otra al área donde está ubicado el equipo - Entregar copias durante la vigencia del contrato mensualmente del reporte de pago y afiliación a la aseguradora de	

Antes de cada uso del equipo = Entregar copia durante la vigencia del contrato mensualmente del reporte de pago y remitirlo a la aseguradora de riesgos laborales de todo el personal técnico e ingeniería que ejecutara las actividades de mantenimiento • El personal de servicio técnico deberá contar con formación académica, y experiencia certificada en el manejo de equipos a revisar. (Adjuntar hoja de vida actualizada). En caso de que surjan cambios en el personal de servicio técnico debe enviarse con anterioridad los soportes de hoja de vida al Grupo de Tecnología Biomédica para ser revisada; en ningún caso se permite el ingreso de pasantes o practicantes • Cada empresa o proveedor debe asegurar la dotación de elementos de protección y herramientas de acuerdo al riesgo y tecnología del equipo a revisar.


PARÁMETROS DE CALIDAD: El proveedor se compromete en caso de ser adjudicado a cumplir con los requisitos de calidad enmendados en la invitación.

VALORES AGREGADOS: El proveedor no menciona valores agregados en su propuesta. Cotiza todos los equipos.

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE		SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO?			
		SI ☐	NO ☒
PORQUE ?			
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
		SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS.		
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
		SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS. PROVEEDOR ACLARA QUE OFRECE CUATRO (4) CICLOS Y ANEXA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PATRÓN (REGISTRADORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA):		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):		ING. MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA		
FIRMA (S):		FECHA	DI 26	MM 10 AAAA 2015
CARGO:	COORDINADORA DE GRUPO ÁREA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGIA BIOMEDICA	
NOMBRE (S):				
FIRMA (S):		FECHA	DI	MM AAAA
CARGO:		DEPENDENCIA		

SAF/JJPA/GTB/MLLP/Sandra G.

R / Carmenza
27/10/2015

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E	CÓDIGO:	A-CDG-F-12
	GESTION DEL GASTO	VERSIÓN:	01
	"REEVALUACIÓN"- MATRIZ DE CONCEPTO TÉCNICO DE SERVICIOS	VIGENCIA:	01/10/2008
PAGINA 1 DE 1			

A. IDENTIFICACIÓN DEL INSUMO

1. NOMBRE GENÉRICO	CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y DESEMPEÑO DE EQUIPOS MÉDICOS.
3. PROVEEDOR	XINGMEDICAL S.A.S.
4. ESPECIFICACIONES: INVITACIÓN A COTIZAR No. 200- 2015 CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y DE DESEMPEÑO PARA LOS ESTERILIZADORES MARCA MATACHANA.	
CALIFICACIÓN OPERACIONAL Y DE DESEMPEÑO PARA LOS ESTERILIZADORES MARCA MATACHANA.	
ALCANCE DE LOS SERVICIOS: Pruebas para Calificación Operacional de Esterilizadores marca Matachana Modelo SV1008V-2 Serie E-25631, SV1008V-2 Serie E-25637 y S1006EV-2 Serie E-256616. Distribución de calor, perfil de temperatura en cámara vacía. Alcance: UNE-EN-ISO17665-1:2007, -2:2009. Actividad: El servicio se realiza con 12 sensores y 2 de presión (para cada esterilizador), incluye: 1. Inspección Visual general: Mecánica, Física e Instrumentación y registro: Temperatura, Presión, Tiempo. 2. Distribución de temperatura en cámara vacía: - Número de ciclos: 1 de diagnóstico + 3 de reproducibilidad. Si el de diagnóstico sale bien se puede usar como uno de los de reproducibilidad. - Tiempo y temperatura de proceso seleccionado; los ciclos siempre deben ser iguales: proceso estándar de acuerdo con norma o seleccionando el proceso más exigente programado en el sistema. Entregable estándar: Un (1) Informe por equipo con diagrama de ubicación de sensores e instrumentos propios en donde se establece por cada ciclo: - Tiempo de equilibrado, Tiempo Período estable, Rango de temperatura de esterilización en la cámara, Temperatura mínima y máxima, Diferencia entre todos los sensores durante el periodo estable, Punto más frío y más caliente del equipo, Todo contrastado contra las condiciones programadas para el ciclo, Incluye copia del registrador del equipo para cada ciclo y copia del registro de las condiciones del programa usado, Establece cumplimiento con la norma, Tiempo de entrega: 5 días hábiles, después de haber finalizado la actividad en terreno. Pruebas para Calificación de desempeño de Esterilizadores marca Matachana Modelo SV1008V-2 Serie E-25631, SV1008V-2 Serie E-25637 y S1006EV-2 Serie E-256616. Evaluando cuatro (4) ciclos: Ciclo de cauchos a 121°C, ciclo de contenedores a 134°C, ciclo textil e instrumental a 134°C y ciclo rapic a 134°C. Penetración Alcance: UNE-EN-ISO17665-1:2007, -2:2009. Actividad: El servicio se realiza con 12 sensores de Tº y 2 de presión (para cada esterilizador), incluye: 1. Distribución de temperatura en cámara llena con medición dentro del producto y en la cámara. - Numero de ciclos: 1 de diagnóstico + 3 de reproducibilidad. Si el de diagnóstico sale bien se utiliza como uno de los de reproducibilidad. Se debe calcular siempre el F0 en cada ciclo ejecutado. - Tiempo y temperatura de proceso seleccionado: corresponde con el indicado por el cliente. - Carga: es una sola por proceso, debe ser siempre la misma en cada ciclo (producto, peso, volumen, empaque y distribución). La carga debe estar a temperatura ambiente antes de iniciar el ciclo del proceso. Entregable estándar: Informe por proceso con diagrama del equipo indicando ubicación de sensores e instrumentos propios, bioindicadores, fotografía (si el coordinador del servicio lo autoriza) de la carga procesada en cada ciclo (sin envoltorio, envuelta y ubicada en la posición final en la cámara del equipo) y en donde se establece por cada ciclo: - Temperatura inicial de la carga, Tiempo de equilibrado cámara y producto, Tiempo Período estable cámara y producto, Rango de temperatura de esterilización en la cámara y producto, Temperatura mínima y máxima cámara y producto, Diferencia entre todos los sensores durante el periodo estable en cámara y producto, Punto más frío y más caliente en la cámara y producto, Cálculo de la letalidad del proceso, valor F0, Verificación de la letalidad del proceso, resultado de bioindicadores, Todo contrastado contra las condiciones programadas para el ciclo y los requisitos del producto, Se debe incluir copia del registrador del equipo para cada ciclo y copia del registro de las condiciones del programa usado, Se debe incluir fotografía de los bioindicadores con su trazabilidad visible, Establece cumplimiento con la norma y Tiempo de entrega: 5 días hábiles, después de haber finalizado la actividad en terreno. Adicional el proveedor se compromete a: • Anexar cronograma de calificación con fechas tentativas • Anexar a la propuesta el protocolo de calificación para cada equipo • Ejecutar las visitas de calificación descritas en el "Anexo Técnico No. 4" • Entregar al final de cada visita de validación, un Informe de gestión general que contenga las observaciones para cada caso, evaluación de la función, cumplimiento de la visita planeada vs ejecutada, y número de reporte, entre otros • El reporte de servicio debe contener como mínimo la siguiente información: Datos generales del equipo (Marca, Modelo, Serie, Activo Fijo y Ubicación), Información sobre el servicio realizado, Información sobre el estado funcionamiento después de realizado el servicio y detallar herramientas y simuladores utilizados durante la actividad. El ingeniero asignado que haya ejecutado la visita de validación debe dejar firmado el reporte con letra clara y legible • Entregar dos (2) copias del reporte de actividades realizadas de cada servicio, una al Grupo de Tecnología Biomédica y otra al área donde está ubicado el equipo • Entregar copias durante la vigencia del contrato mensualmente del reporte de pago y afiliación a la aseguradora de	

poner a disposición el equipo • Entregar copias durante la vigencia del contrato mensualmente del reporte de pago y atención a la aseguradora de riesgos laborales de todo el personal técnico e Ingeniería que ejecutara las actividades de mantenimiento • El personal de servicio técnico deberá contar con formación académica, y experiencia certificada en el manejo de equipos a revisar, (Adjuntar hoja de vida actualizada). En caso de que surjan cambios en el personal de servicio técnico debe enviarse con anterioridad los soportes de hoja de vida al Grupo de Tecnología Biomédica para ser revisada; en ningún caso se permite el ingreso de pasantes o practicantes • Cada empresa o proveedor debe asegurar la dotación de elementos de protección y herramientas de acuerdo al riesgo y tecnología del equipo a revisar.

PARÁMETROS DE CALIDAD: El proveedor se compromete en caso de ser adjudicado a cumplir con los requisitos de calidad envidenciados en la invitación.

VALORES AGREGADOS: El proveedor no menciona valores agregados en su propuesta. Cotiza todos los equipos.

B. EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN

5. LO HA UTILIZADO ANTERIORMENTE		SI ☐	NO ☒
6. EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO?			
		SI ☐	NO ☐
PORQUE ?			
7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?			
		SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS.		
8. CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE:			
		SI ☒	NO ☐
PORQUE ?	CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS; PROVEEDOR ADJUNTA PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN Y ANEXA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PATRÓN (REGISTRADORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA).		

C. IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S):		ING. MAUREN LICED LÓPEZ PINEDA		
FIRMA (S):		FECHA	DI 26	MM 10
CARGO:	COORDINADORA DE GRUPO ÁREA	DEPENDENCIA	GRUPO ÁREA TECNOLOGIA BIOMEDICA	
NOMBRE (S):				
FIRMA (S):		FECHA	DI	MM
CARGO:		DEPENDENCIA		

SAF/JIPA/GTB/MLLP/Sandra G.